



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8701.990
Descripción del artículo	Tapón, para bolsas de sangre, para precintar las boquillas de bolsas de sangre

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Indicado para	bolsas de sangre

Material y colores

Color del producto	rojo
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	700
unidades / caja interna	700
unidades / caja	700
unidades / pallet	44800
Volumen de la caja	0,0199 cbm
Peso del producto	0,0017 kg
Peso de la caja	1,57 kg
EAN de la caja interna	4028339690224
EAN de la caja	4028339690217

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

