



Descripción del artículo

Número de pedido	88.7750.415
Descripción del artículo	Indicador de irradiación RadTag®, factor de irradiación: 15/50 Gy, para el control visible de la intensidad de irradiación mínima y máxima de la sangre y hemoderivados

Características del producto

Ámbito de aplicación	Transfusión e infusión
----------------------	------------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
unidades / caja interna	200
unidades / caja	200
unidades / pallet	64800
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Indicador de irradiación RadTag® Rayos X 15/50
Gy

Página 2

Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0051 cbm
Peso del producto	0,0004 kg
Peso de la caja	0,22 kg
EAN de la caja interna	4038917260374
EAN de la caja	4038917260367

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT