



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1005
Descripción del artículo	Soporte mural, para Torniquete venoso desechable tournistrip®

Características del producto

Indicado para	Torniquete venoso desechable tournistrip®
---------------	---

Material y colores

Material del producto	metal
-----------------------	-------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja interior
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	324
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0051 cbm
Peso del producto	0,21 kg
Peso de la caja	0,33 kg
EAN de la caja interna	4038917348560
EAN de la caja	4038917348553

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

