



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.330
Descripción del artículo	Mesa móvil para donación de sangre, Mesa auxiliar para la extracción de sangre móvil, plegable de forma rápida y sencilla, (LxAnxAI): 40 x 55 x 73 cm

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	55 cm
Altura del producto	73 cm
Longitud del producto	40 cm

Material y colores

Color del producto	rojo
--------------------	------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o no es un producto sanitario | IVD

IVD

Número de lote o de serie no

Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	10
Volumen de la caja	0,1014 cbm
Peso del producto	6 kg
Peso de la caja	7 kg
EAN de la caja interna	4028339671421
EAN de la caja	4028339671414

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

