



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.335
Descripción del artículo	Mesa móvil para donación de sangre, mesa auxiliar grande para la extracción de sangre móvil, plegable de forma rápida y sencilla, (LxAnxAI): 45 x 95 x 73 cm

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	95 cm
Altura del producto	73 cm
Longitud del producto	45 cm

Material y colores

Color del producto	rojo
--------------------	------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
Volumen de la caja 0.1244 cbm
Peso del producto 7 kg
Peso de la caja 8 kg
EAN de la caja interna 4028339671520
EAN de la caja 4028339671513

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

