



### Descripción del artículo

Número de pedido	79.8710.610
Descripción del artículo	Compresa de adaptación TSC, Compresa de gel de repuesto para la descongelación de células madre sanguíneas crioconservadas en SAHARA-TSC

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Calentamiento
----------------------	---------------

### Dimensiones

Ancho del producto	16 cm
Longitud del producto	23.5 cm

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	5
unidades / pallet	960
Profundidad de la caja	320 mm
Ancho de la caja	220 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0099 cbm
Peso del producto	0.488 kg
Peso de la caja	2.6 kg
EAN de la caja interna	4038917978545
EAN de la caja	4038917978552

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

