



### Descripción del artículo

Número de pedido	97.8710.600
Descripción del artículo	SAHARA-TSC 230 V, para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión, apto para células madre crioconservadas, incl. compresa de adaptación y bandeja de calentamiento

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Voltage	230 V
Consumo de potencia en uso	655 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz

### Dimensiones

Ancho del producto	32 cm
Altura del producto	32.5 cm
Longitud del producto	49.3 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Pureza y certificación

Categoría de producto	Dispositivo médico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Volumen de la caja	0.129 cbm
Peso del producto	21.83 kg
Peso de la caja	23.79 kg
EAN de la caja interna	4038917968539
EAN de la caja	4038917968546

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

