



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8720.500
Descripción del artículo	SAHARA 4 100/240 V, para descongelar y calentar hemoderivados en bolsas de plástico antes de la transfusión, máx. capacidad: 4 bolsas, manejo a través de pantalla táctil, reconocimiento automático del estado del aparato por zona de calentamiento y cómodo cambio de los productos hemáticos durante la atemperación

Características del producto

Ámbito de aplicación	Calentamiento
Consumo de potencia en uso	1.000.00 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz

Dimensiones

Ancho del producto	574 mm
Altura del producto	348 mm
Longitud del producto	554 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Dispositivo médico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Volumen de la caja	0.384 cbm
Peso del producto	23.7 kg
Peso de la caja	27.7 kg
EAN de la caja interna	4038917968737
EAN de la caja	4038917968744

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

