



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5218.101
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 1,5 l, con válvula de retención, con válvula de drenaje, longitud del tubo: 90 cm, 150 unidades/caja
Número PZN	16333689

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con válvula de drenaje
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	sí

Dimensiones

Volumen nominal	1.5 l
Volumen máx.	1.5 l
Diámetro del tubo	6.6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Bolsa de orina, 1,5 l, con válvula de retención,
con válvula de drenaje**

Página 2

Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	150
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	150
unidades / caja	150
unidades / pallet	9600
Profundidad de la caja	580 mm
Ancho de la caja	390 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0339 cbm
Peso del producto	0.0352 kg
Peso de la caja	5.8 kg
EAN de la caja interna	6971243660969
EAN de la caja	6971243660693

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT