


Especificaciones del producto Bolsa de orina, 2 I, con válvula de retención, con válvula de drenaje

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 74.5228.101

Descripción del artículo Bolsa de orina, 2 I, con válvula de retención, con válvula de

drenaje, longitud del tubo: 90 cm, 150 unidades/caja

Número PZN 16333732

Características del producto

Color impresión/etiqueta azul

Versión con válvula de drenaje

Ámbito de aplicación Drenaje de orina

Volumen de trabajo 2 l Válvula antireflujo sí

Dimensiones

Volumen nominal 2 l Volumen máx. 2 l Diámetro del tubo 6.6

Diámetro del tubo 6.6 mm Longitud del tubo 90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Bolsa de orina, 2 l, con válvula de retención, con válvula de drenaje

Página 2

Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto Producto sanitario
Certificación CE Proveedor CE

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 150 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 150 unidades / caja 150 unidades / pallet 6600 Profundidad de la caja 580 mm Ancho de la caja 390 mm Altura de la caja 150 mm Volumen de la caja 0.0339 cbm Peso del producto 0.0509 kg Peso de la caja 7.94 kg

EAN de la caja interna 6971243660990 EAN de la caja 6971243660648

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

