



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5283.101
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 1,5 l, con válvula de retención, longitud del tubo: 90 cm, 200 unidades/caja
Número PZN	16333778

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	sí

Dimensiones

Volumen nominal	1.5 l
Volumen máx.	1.5 l
Diámetro del tubo	6.6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE Proveedor CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 200
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 200
unidades / caja 200
unidades / pallet 9600
Profundidad de la caja 580 mm
Ancho de la caja 390 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0339 cbm
Peso del producto 0.0325 kg
Peso de la caja 7 kg
EAN de la caja interna 6971243660952
EAN de la caja 6971243660686

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

