



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5330.500
Descripción del artículo	UD 3plus, Sistema de drenaje urinario, 2 l, con soporte, estéril, longitud del tubo: 100 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16086848

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	con soporte
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l

### **Dimensiones**

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	10.1 mm
Longitud del tubo	100 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto Producto sanitario  
Certificación CE Proveedor CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Esterilización por gas  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 20  
Tipo de embalaje blíster  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 20  
unidades / pallet 1120  
Profundidad de la caja 395 mm  
Ancho de la caja 295 mm  
Altura de la caja 220 mm  
Volumen de la caja 0.0256 cbm  
Peso del producto 0.191 kg  
Peso de la caja 3.82 kg  
EAN de la caja interna 6955824024333  
EAN de la caja 6955824024180

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

