



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5684.001
Descripción del artículo	Bolsa de recambio para sistema de medición de orina, 2 l, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina
Volumen de trabajo	2 l

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l

Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	4050
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	195 mm
Altura de la caja	200 mm
Volumen de la caja	0.0154 cbm
Peso del producto	0.0451 kg
Peso de la caja	3.02 kg
EAN de la caja interna	6955824024432
EAN de la caja	6955824024050

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

