



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	87.7709.025
Descripción del artículo	Pinza exprimidora de tubos AST-2S, accionado por baterías recargables, con función de parada automática, incl. maletín de transporte

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	240 V
Consumo de potencia en uso	20 W
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Tipo de batería	Batería recargable de níquel-metal hidruro

### **Dimensiones**

Ancho del producto	47 mm
Altura del producto	62 mm
Longitud del producto	225 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	84
Profundidad caja interior	388 mm
Ancho de la caja interior	358 mm
Altura de la caja interior	125 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	1.896 kg
Peso de la caja	2.22 kg
EAN de la caja interna	4038917258869
EAN de la caja	4038917258852

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

