



Descripción del artículo

Número de pedido	87.7709.031
Descripción del artículo	Batería recargable Batería recargable para pinza exprimidora de tubos AST-2

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	7.2 V
Capacidad de la batería	700 mAh

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	432
Profundidad caja interior	41 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Ancho de la caja interior	41 mm
Altura de la caja interior	102 mm
Profundidad de la caja	188 mm
Ancho de la caja	188 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0035 cbm
Peso del producto	0.109 kg
Peso de la caja	0.26 kg
EAN de la caja interna	4038917141178
EAN de la caja	4038917279697

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

