



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8086.000
Descripción del artículo	Filtro plano, tamaño de poro: 0,2 µm, filtro bacteriano para la filtración en línea durante la inyección/infusión de anestésicos locales

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Filtro	sí
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Luer

Dimensiones

Ancho del producto	30 mm
Altura del producto	7,2 mm
Longitud del producto	62,8 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Número de lote o de serie	sí

Presentación

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	320
unidades / pallet	15360
Profundidad caja interior	203 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	56 mm
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,01 kg
Peso de la caja	4,33 kg
EAN de la caja interna	4028339190328
EAN de la caja	4028339190311

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

