



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8096.080
Descripción del artículo	Aguja para plexos, 22G x 80 mm, visible ecográficamente, conexión: Luer (h), tubo de inyección desconectable, longitud del tubo: 60 cm

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Afilado en punta	Faceta
Conexión	Luer (h)

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	22 G / 0,7 mm
Longitud de la aguja	80 mm
Longitud del tubo	60 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Plastificante	Triocetil trimellitato (TOTM)
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	10
unidades / caja interna	10
unidades / caja	160
unidades / pallet	5760
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0,0475 cbm
Peso del producto	0,0107 kg
Peso de la caja	2,94 kg
EAN de la caja interna	4028339210729
EAN de la caja	4028339210712

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

