




Especificaciones del producto
REGANESTH® Aguja espinal punta-lápiz 27G x
103 mm con introductor

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8081.503
Descripción del artículo	Aguja espinal, punta-lápiz, 27G x 103 mm, conexión: Luer (h), con introductor: 22G x 32 mm

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	gris
Introductor	22 G / 0,7 mm
Afilado en punta	punta-lápiz
Conexión	Luer (h)

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	27 G / 0,4 mm
Longitud de la aguja	103 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-11-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	400
Profundidad caja interior	203 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	56 mm
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0052 kg
Peso de la caja	3,17 kg
EAN de la caja interna	4028339110821
EAN de la caja	4028339110814

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

