



**Especificaciones del producto**  
**REGANESTH® Aguja espinal punta-lápiz 27G x**  
**120 mm con introductor**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido 79.8081.540  
Descripción del artículo Aguja espinal, punta-lápiz, 27G x 120 mm, conexión: Luer (h), con introductor: 20G x 40 mm

### Características del producto

Ámbito de aplicación anestesia regional  
Codificar color gris  
Introductor 20 G / 0,9 mm  
Afilado en punta punta-lápiz  
Conexión Luer (h)

### Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja 27 G / 0,4 mm  
Longitud de la aguja 120 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-11-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	400
unidades / pallet	11520
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0046 kg
Peso de la caja	3,32 kg
EAN de la caja interna	4028339111521
EAN de la caja	4028339111552

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

