



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 79.8081.224  |
| Descripción del artículo | Aguja espinal, punta-lápiz, 22G x 120 mm, conexión:<br>NRFit/ISO 80369-6 |

### **Características del producto**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ámbito de aplicación | anestesia regional |
| Codificar color      | negra              |
| Afilado en punta     | punta-lápiz        |
| Conexión             | NRFit/ISO 80369-6  |

### **Dimensiones**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diámetro exterior de la aguja | 22 G / 0,7 mm |
| Longitud de la aguja          | 120 mm        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Categoría de producto | Producto sanitario     |
| Certificación CE      | CE0482 (Medcert)       |
| Esterilización        | Esterilización por gas |
| Con lotes             | sí                     |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 20            |
| unidades / caja interna | 20            |
| unidades / caja         | 400           |
| Profundidad de la caja  | 464 mm        |
| Ancho de la caja        | 313 mm        |
| Altura de la caja       | 220 mm        |
| Volumen de la caja      | 0,032 cbm     |
| Peso del producto       | 0,0045 kg     |
| Peso de la caja         | 3,28 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4028339113624 |
| EAN de la caja          | 4028339113617 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

