



### Descripción del artículo

Número de pedido	79.8081.804
Descripción del artículo	Aguja espinal, punta-lápiz, 25G x 90 mm, conexión: NRFit/ISO 80369-6, con introductor: 20G x 30 mm

### Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	naranja
Introductor	20 G / 0,9 mm
Afilado en punta	punta-lápiz
Conexión	NRFit/ISO 80369-6

### Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	25 G / 0,53 mm
Longitud de la aguja	90 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**REGANESTH® Aguja espinal punta-lápiz NRFit**  
**25G x 90 mm con introductor**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	400
unidades / pallet	19200
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,004 kg
Peso de la caja	3,48 kg
EAN de la caja interna	4028339113327
EAN de la caja	4028339113310

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-10-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**