



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	79.8081.834
Descripción del artículo	Aguja espinal, punta-lápiz, 24G x 150 mm, conexión: NRFit/ISO 80369-6, con introductor: 20G x 40 mm

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	violeta
Introductor	20 G / 0,9 mm
Afilado en punta	punta-lápiz
Conexión	NRFit/ISO 80369-6

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	24 G / 0,55 mm
Longitud de la aguja	150 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**REGANESTH® Aguja espinal punta-lápiz NRFit**  
**24G x 150 mm con introductor**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	320
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0,0475 cbm
Peso del producto	0,0035 kg
Peso de la caja	2,96 kg
EAN de la caja interna	4028339113921
EAN de la caja	4028339113914

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-10-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**