



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8082.124
Descripción del artículo	Aguja espinal, Quincke, 22G x 120 mm, conexión: NRFit/ISO 80369-6

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	negra
Afilado en punta	Quincke
Conexión	NRFit/ISO 80369-6

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	22 G / 0,7 mm
Longitud de la aguja	120 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	400
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0043 kg
Peso de la caja	3,2 kg
EAN de la caja interna	4028339121520
EAN de la caja	4028339121513

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

