



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8082.184
Descripción del artículo	Aguja espinal, Quincke, 22G x 180 mm, conexión: NRFit/ISO 80369-6

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	negra
Afilado en punta	Quincke
Conexión	NRFit/ISO 80369-6

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	22 G / 0,7 mm
Longitud de la aguja	180 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	320
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0,0475 cbm
Peso del producto	0,0068 kg
Peso de la caja	4,02 kg
EAN de la caja interna	4028339121629
EAN de la caja	4028339121612

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

