



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	79.8082.214
Descripción del artículo	Aguja espinal, Quincke, 22G x 50 mm, conexión: NRFit/ISO 80369-6

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Codificar color	negra
Afilado en punta	Quincke
Conexión	NRFit/ISO 80369-6

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	22 G / 0,7 mm
Longitud de la aguja	50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE0482 (Medcert)
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	20
unidades / caja interna	20
unidades / caja	400
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0033 kg
Peso de la caja	3,2 kg
EAN de la caja interna	4028339121728
EAN de la caja	4028339121711

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

