



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	79.8011.902
Descripción del artículo	Kit de anestesia regional, componentes del kit: cubeta, 9 torundas, 10 compresas de gasa, pinza, paño fenestrado (FilmDrape) con bandas adhesivas y lámina adhesiva, embalados en: paño quirúrgico

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	anestesia regional
----------------------	--------------------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Presentación**

Pedido mínimo	45
unidades / caja interna	45
unidades / caja	45
Peso del producto	0,0005 kg
EAN de la caja interna	4028339260120
EAN de la caja	4028339260113

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

