



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8089.219
Descripción del artículo	Kit CSE, componentes del kit: Aguja espinal REGANESTH® pencil-point 27G x 125 mm, aguja Tuohy 18G x 90 mm, catéter epidural 21G x 900 mm, adaptador Tuohy-Borst, ayuda de inserción verde, filtro plano 0,2 µm, L.O.R. Jeringa LL

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Filtro	sí
Tamaño de poro	0,2
Afilado en punta	Tuohy, punta lápiz
Conexión	Luer

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	18 G
Longitud de la aguja	90 mm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5
unidades / caja interna	5
unidades / caja	50
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0226 kg
Peso de la caja	2,34 kg
EAN de la caja interna	4028339180824
EAN de la caja	4028339180817

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

