



### Descripción del artículo

Número de pedido	79.8092.200
Descripción del artículo	Catéter para plexos 21G x 400 mm con estilete, adaptador Tuohy-Borst, ayuda de inserción, filtro plano

### Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Filtro	sí
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Luer

### Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Presentación**

Pedido mínimo	10
unidades / caja interna	10
unidades / caja	160
unidades / pallet	7680
Profundidad caja interior	203 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	56 mm
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0168 kg
Peso de la caja	3,83 kg
EAN de la caja interna	4028339220124
EAN de la caja	4028339220117

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

