



### Descripción del artículo

Número de pedido	79.8096.285
Descripción del artículo	Kit de catéter para plexos, componentes del kit: REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, catéter para plexos 21G x 500 mm, orificio central, con estilete y ayuda de inserción Luer, tubo de inyección de 60 cm, adaptador Tuohy-Borst, filtro plano de 0,2 µm con fijación

### Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Filtro	sí
Tamaño de poro	0,2
Afilado en punta	Faceta
Conexión	Luer

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	18 G
Longitud de la aguja	50 mm
Longitud del tubo	60 cm

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Esterilización	Esterilización por gas
Plastificante	Triocetil trimellitato (TOTM)
Número de lote o de serie	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5
unidades / caja interna	5
unidades / caja	80
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,0261 kg
Peso de la caja	3,69 kg
EAN de la caja interna	4028339220520
EAN de la caja	4028339220513

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

