



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5218.001
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 1.5 l, con válvula de retención, válvula de drenaje, tratado con óxido de etileno, longitud del tubo: 90 cm
Número PZN	16333672

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	válvula de drenaje
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina y secreciones
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	sí

Dimensiones

Volumen nominal	1,5 l
Volumen máx.	1,5 l
Diámetro del tubo	6,6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Número de lote o de serie	sí

Presentación

Pedido mínimo	150
unidades / caja interna	150
unidades / caja	150
unidades / pallet	9600
Volumen de la caja	0,0279 cbm
Peso del producto	0,0353 kg
Peso de la caja	5,8 kg
EAN de la caja interna	4038917388665
EAN de la caja	4038917388658

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

