



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5228.005
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 2 l, con válvula de retención, válvula de drenaje, estéril, longitud del tubo: 90 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16333726

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Versión	válvula de drenaje
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina y secreciones
Volumen de trabajo	2 l
Válvula antireflujo	sí

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	6,6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o Producto sanitario
IVD
Certificación CE CE0124 (Dekra)
Estándar de pureza estéril
Esterilización Esterilización por gas
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 1
unidades / caja 100
unidades / pallet 4800
Volumen de la caja 0,0223 cbm
Peso del producto 0,042 kg
Peso de la caja 4,5 kg
EAN de la caja interna 4038917388726
EAN de la caja 4038917388719

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

