



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5282.001
Descripción del artículo	Bolsa para secreciones, 2 l, tratado con óxido de etileno, longitud del tubo: 90 cm
Número PZN	16333637

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de secreciones
Volumen de trabajo	2 l
Válvula antireflujo	no

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	6,6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Bolsa para secreciones, 2 l, longitud del tubo: 90
cm, tratado con óxido de etileno

Página 2

Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o Producto sanitario
IVD
Certificación CE CE
Estándar de pureza tratado con óxido de etileno
Esterilización Esterilización por gas
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 200
unidades / caja interna 200
unidades / caja 200
unidades / pallet 9600
Volumen de la caja 0,0279 cbm
Peso del producto 0,035 kg
Peso de la caja 7,4 kg
EAN de la caja interna 4038917388818
EAN de la caja 4038917388801

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-06-14

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT