



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5282.005
Descripción del artículo	Bolsa para secreciones, 2 l, estéril, longitud del tubo: 90 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16333643

Características del producto

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de secreciones
Volumen de trabajo	2 l
Válvula antireflujo	no

Dimensiones

Volumen nominal	2 l
Volumen máx.	2 l
Diámetro del tubo	6,6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o Producto sanitario
IVD
Certificación CE CE0124 (Dekra)
Estándar de pureza estéril
Esterilización Esterilización por gas
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 1
unidades / caja 100
unidades / pallet 9600
Volumen de la caja 0,0223 cbm
Peso del producto 0,041 kg
Peso de la caja 4,4 kg
EAN de la caja interna 4038917388870
EAN de la caja 4038917388863

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

