



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5283.005
Descripción del artículo	Bolsa de orina, 1.5 l, con válvula de retención, estéril, longitud del tubo: 90 cm, 1 unidades/blíster
Número PZN	16333761

### **Características del producto**

Color impresión/etiqueta	azul
Ámbito de aplicación	Drenaje de orina y secreciones
Volumen de trabajo	1,5 l
Válvula antireflujo	sí

### **Dimensiones**

Volumen nominal	1,5 l
Volumen máx.	1,5 l
Diámetro del tubo	6,6 mm
Longitud del tubo	90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD Producto sanitario  
Certificación CE CE0124 (Dekra)  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Esterilización por gas  
Número de lote o de serie sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 100  
Tipo de embalaje blíster  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 100  
unidades / pallet 4800  
Profundidad de la caja 387 mm  
Ancho de la caja 292 mm  
Altura de la caja 265 mm  
Volumen de la caja 0,0299 cbm  
Peso del producto 0,0358 kg  
Peso de la caja 4,1 kg  
EAN de la caja interna 4038917354622  
EAN de la caja 4038917354615

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

