



Descripción del artículo

Número de pedido 74.5286.005
Descripción del artículo Bolsa para secreción biliar, 1.5 l, estéril, longitud del tubo: 90 cm, 1 unidades/blíster

Características del producto

Color impresión/etiqueta azul
Ámbito de aplicación Drenaje de secreciones
Volumen de trabajo 1,5 l
Válvula antireflujo no

Dimensiones

Volumen nominal 1,5 l
Volumen máx. 1,5 l
Diámetro del tubo 6,6 mm
Longitud del tubo 90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE0124 (Dekra)
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Número de lote o de serie	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	100
unidades / pallet	4800
Volumen de la caja	0,0299 cbm
Peso del producto	0,038 kg
Peso de la caja	4,1 kg
EAN de la caja interna	4038917532709
EAN de la caja	4038917532693

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

