



Descripción del artículo

Número de pedido	74.5766.001
Descripción del artículo	Cinta de sujeción velcro, tamaño: S (380-430 mm), material: nylon
Número de aditivo	15.25.11.0039
Número PZN	8406664

Dimensiones

Longitud del producto	430 mm
-----------------------	--------

Material y colores

Material del producto	nylon
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE
Número de lote o de serie	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	10
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	3240
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0051 cbm
Peso del producto	0,016 kg
Peso de la caja	0,29 kg
EAN de la caja interna	4038917136600
EAN de la caja	4038917027205

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

