



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.5766.002
Descripción del artículo	Cinta de sujeción velcro, tamaño: M (440-530 mm), material: nylon
Número de aditivo	15.25.11.0039
Número PZN	8407149

### **Dimensiones**

Longitud del producto	530 mm
-----------------------	--------

### **Material y colores**

Material del producto	nylon
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE
Número de lote o de serie	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Presentación**

Pedido mínimo	10
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	3240
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0051 cbm
Peso del producto	0,02 kg
Peso de la caja	0,33 kg
EAN de la caja interna	4038917136617
EAN de la caja	4038917027212

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

