



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8200.100
Descripción del artículo	TRANSMED 40 Equipo de transfusión, con filtro en cascada integrado, 175 µm, 40 µm, color del punzón: rojo

Características del producto

Ámbito de aplicación	Transfusión e infusión
Conexión	Punta

Dimensiones

Longitud del tubo	150 cm
-------------------	--------

Material y colores

Color del producto	rojo
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE 0482 (MedCert)
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Plastificante	Triocil trimellitato (TOTM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	100
Volumen de la caja	0.0566 cbm
Peso del producto	0.05 kg
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4028339420524
EAN de la caja	4028339420517

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

