



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8100.410
Descripción del artículo	Manguito de infusión a presión desechable hasta 500 ml, inserción fija

Características del producto

Tipo de tapón	inserción fija
Ámbito de aplicación	Transfusión e infusión

Dimensiones

Volumen máx.	500 ml
Ancho del producto	15 cm
Altura del producto	6 cm
Longitud del producto	24 cm

Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o Producto sanitario

IVD

Certificación CE CE

Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo	2
unidades / caja interna	2
unidades / caja	20
unidades / pallet	1440
Volumen de la caja	0,0183 cbm
Peso del producto	0,1295 kg
Peso de la caja	3,6 kg
EAN de la caja interna	4028339311426
EAN de la caja	4028339311419

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

