



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8300.455
Descripción del artículo	Base de cubo, Repuesto para tubo de catéteres TRANSKAT, Ø: 10 cm

Características del producto

Ámbito de aplicación	Material necesario para los servicios
----------------------	---------------------------------------

Dimensiones

Diámetro	10 cm
----------	-------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0,0039 cbm
Peso del producto	0,02 kg
Peso de la caja	0,19 kg
EAN de la caja interna	4028339560428
EAN de la caja	4028339560411

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

