



## Descripción del artículo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 54.9912.200   |
| Descripción del artículo | SURGISPONGE, Exfoliante preoperatorio para usar como un lavado corporal total para los pacientes antes de la cirugía, impregnada con Solución de gluconato de clorhexidina al 4%., material: PUR, (LxAnxAI): 210 x 63 x 45 mm |

## Características del producto

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Concentración de la preparación | Solución de gluconato de clorhexidina al 4%.  |
| Ámbito de aplicación            | Exfoliante preoperatorio para usar como un lavado corporal total para los pacientes antes de la cirugía |

## Dimensiones

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 63 mm  |
| Altura del producto   | 45 mm  |
| Longitud del producto | 210 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliuretano (PUR) |
| Color del producto    | blanco            |

### **Pureza y certificación**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Libre de látex     | sí |
| Apirógeno          | no |
| Ficha de seguridad | sí |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 210           |
| Tipo de embalaje        | caja interior |
| unidades / caja interna | 35            |
| unidades / caja         | 210           |
| unidades / pallet       | 3360          |
| Profundidad de la caja  | 528 mm        |
| Ancho de la caja        | 465 mm        |
| Altura de la caja       | 526 mm        |
| Volumen de la caja      | 0,1283 cbm    |
| Peso de la caja         | 8,2 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917150514 |
| EAN de la caja          | 4038917036863 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

