



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	74.4701
Descripción del artículo	Pinza umbilical, 250 unidades/caja
Número PZN	6646559

### **Material y colores**

Material del producto	Polioximetileno (POM)
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	CE0124 (Dekra)
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Número de lote o de serie	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





## Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	10
unidades / caja	250
unidades / pallet	22500
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	253 mm
Altura de la caja	165 mm
Volumen de la caja	0,0162 cbm
Peso del producto	0,0064 kg
Peso de la caja	1,86 kg
EAN de la caja interna	4038917088534
EAN de la caja	4038917006507

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

