



Descripción del artículo

Número de pedido	71.9924.515
Descripción del artículo	Pinzas, altura: 11 mm, verde, para Recogida de muestras diagnósticas

Características del producto

Ámbito de aplicación	Recogida de muestras diagnósticas
----------------------	-----------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	28 mm
Altura del producto	11 mm
Longitud del producto	108 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	3000
unidades / caja interna	3000
unidades / caja	3000
unidades / pallet	90000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0,0834 cbm
Peso de la caja	12 kg
EAN de la caja interna	4038917155281
EAN de la caja	4038917398398

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

