



### Description d'article

Numéro de commande	87.7709.029
Description d'article	Stripper AST-2, fonctionne sur batterie, avec mallette de transport
Code NACRES	NB.79

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	20 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz
Type de batterie	Batterie nickel-métal-hydrure

### Dimensions

Largeur du produit	39 mm
Hauteur du produit	62 mm
Longueur du produit	225 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Certifié CE	CE
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	84
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	1.938 kg
Poids du carton	1.94 kg
Code EAN de la boîte	4038917141154
Code EAN du carton d'emballage	4038917067140

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

