



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 87.7709.032 |
| Description d'article | Chargeur de batterie pour stripper AST-2 |
| Code NACRES | NB.79 |

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---|
| Domaine d'application | Prélèvement de sang et de produits sanguins |
| Tension d'alimentation | 240 V |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 17 W |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Certifié CE | Fournisseur CE |
| Alloti | non |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 1 |
| pièces / pallet | 432 |
| Profondeur du carton intérieur | 188 mm |
| Largeur du carton intérieur | 188 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 100 mm |
| Profondeur du carton | 188 mm |
| Largeur du carton | 188 mm |
| Hauteur du carton | 100 mm |
| Volume du carton | 0.0035 cbm |
| Poids du produit | 0.413 kg |
| Poids du carton | 0.56 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917141185 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917067157 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

