

Spécification de produit TUR-BAG, Systèmes de drainage urinaire, 4 I, sans poire, stérile

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 74.5340.501

Description d'article TUR-BAG, Systèmes de drainage urinaire, 4 I, sans poire,

stérile, longueur de tubulure : 100 cm, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette bleu

Version sans poire

Domaine d'application Évacuation des urines

Volume de travail 4

Dimensions

Volume nominal 4 I Volume max. 4 I

Diamètre de la tubulure 10.1 mm Longueur de la tubulure 100 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.

SARSTEDT





Spécification de produit TUR-BAG, Systèmes de drainage urinaire, 4 I, sans poire, stérile

Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical Certifié CE Fournisseur CE

Label de pureté stérile

Stérilisation Stérilisation au gaz

Alloti oui

Conditionnement

20 Minimum order qty. Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 1 20 pièces / carton pièces / pallet 960 Profondeur du carton 395 mm Largeur du carton 295 mm Hauteur du carton 260 mm Volume du carton 0.0303 cbm Poids du produit 0.1645 kg

 Code EAN de la boite
 6955824024401

 Code EAN du carton
 6955824024029

 $3.83 \, kg$

d'emballage

Poids du carton

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

