



Description d'article

Numéro de commande	74.5228.005
Description d'article	Poche à urine, 2 l, avec clapet anti-retour, avec valve de vidange, stérile, longueur de tubulure : 90 cm, 1 pièce(s)/blister
Numéro PZN	16333726

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	avec valve de vidange
Domaine d'application	Évacuation des urines
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	oui

Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	6.6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 1
pièces / carton 100
pièces / pallet 4800
Profondeur du carton 305 mm
Largeur du carton 390 mm
Hauteur du carton 255 mm
Volume du carton 0.0303 cbm
Poids du produit 0.042 kg
Poids du carton 4.5 kg
Code EAN de la boîte 6971243661041
Code EAN du carton
d'emballage 6971243660808

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

