



Description d'article

Numéro de commande	74.5281.101
Description d'article	Poche à sécrétions, 1,5 l, connecteur universel à niveaux, longueur de tubulure : 90 cm, 200 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16333620
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	connecteur universel à niveaux
Domaine d'application	Drainage de sécrétions
Volume de travail	1,5 l
Valve anti-reflux	non

Dimensions

Volume nominal	1.5 l
Volume max.	1.5 l
Diamètre de la tubulure	6.6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical
Certifié CE Fournisseur CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 200
pièces / carton 200
pièces / pallet 9600
Profondeur du carton 580 mm
Largeur du carton 390 mm
Hauteur du carton 150 mm
Volume du carton 0.0339 cbm
Poids du produit 0.0325 kg
Poids du carton 7 kg
Code EAN de la boîte 6971243660945
Code EAN du carton
d'emballage 6971243660655

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

