



### Description d'article

Numéro de commande	74.5282.101
Description d'article	Poche à sécrétions, 2 l, connecteur universel à niveaux, longueur de tubulure : 90 cm, 200 pièce(s)/carton
Numéro PZN	16333583

### Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Version	connecteur universel à niveaux
Domaine d'application	Drainage de sécrétions
Volume de travail	2 l
Valve anti-reflux	non

### Dimensions

Volume nominal	2 l
Volume max.	2 l
Diamètre de la tubulure	6.6 mm
Longueur de la tubulure	90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	200
pièces / carton	200
pièces / pallet	9600
Profondeur du carton	580 mm
Largeur du carton	390 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0339 cbm
Poids du produit	0.035 kg
Poids du carton	7.4 kg
Code EAN de la boîte	6971243660976
Code EAN du carton d'emballage	6971243660662

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

