


Spécification de produit Poche à urine, 2 I, avec clapet anti-retour

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 74.5284.101

Description d'article Poche à urine, 2 I, avec clapet anti-retour, longueur de

tubulure: 90 cm, 200 pièce(s)/carton

Numéro PZN 16333749

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette bleu

Domaine d'application Évacuation des urines

Volume de travail 2 l Valve anti-reflux oui

Dimensions

Volume nominal 2 l Volume max. 2 l

Diamètre de la tubulure 6.6 mm Longueur de la tubulure 90 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-06

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Poche à urine, 2 I, avec clapet anti-retour

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Chlorure de polyvinyl (PVC)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical Certifié CE Fournisseur CE

Alloti oui

Conditionnement

200 Minimum order qty. Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 200 pièces / carton 200 pièces / pallet 9600 Profondeur du carton 580 mm Largeur du carton 390 mm Hauteur du carton 150 mm 0.0339 cbm Volume du carton Poids du produit $0.035 \, \text{kg}$ Poids du carton 7.4 kg

 Code EAN de la boite
 6971243660983

 Code EAN du carton
 6971243660679

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

